



**BIOCHIMICO LABORATORIO ANALISI MEDICHE S.R.L.**  
**Via Carlo Farini, 55 - 20159 Milano Tel. 02603791 Fax 026071683**  
**e mail farini@biochimico.it**

### **Scotch-test**

Al risveglio, prima di alzarsi, fare aderire un pezzo di nastro adesivo trasparente (largo non più di 1-2cm e lungo non più di 5-7cm alle pieghe anali.

Dopo circa 15 minuti rimuovere il nastro adesivo e applicarlo al vetrino porta oggetti.

***N.B. Nel caso l'esame sia richiesto su tre campioni si ricorda che gli stessi devono essere portati in Laboratorio ogni giorno singolarmente.***